



R200

Generador digital de radiofrecuencia
Automático, configurable y seguro



R200



Generador digital de radiofrecuencia

Automático, configurable y seguro

tecnología

El equipo R200 es un generador digital de radiofrecuencia que **cumple con la rigurosa normativa electromédica UNE-EN 60601 e ISO 14971**, es totalmente automático, configurable y seguro. Gracias a su eficiente diseño y mínimo consumo es el primer aparato de alta potencia completamente portátil, silencioso y ecológico.

El R200 genera una energía de radiofrecuencia inocua, en la banda denominada D'Arsonval, que es transferida a los tejidos del organismo a través de distintos tipos de electrodos. El equipo detecta automáticamente la aplicación del electrodo y el tipo de tejido en el que se apoya (cara, cuerpo, hueso, grasa, etc.) adaptándose en cada caso para realizar una transferencia simple, óptima y segura.

De esta forma las sesiones son **fáciles** de dar, **cómodas** para recibir y gracias a su elevada potencia **rápidas** y con **resultados desde la primera de sesión**.



efectos estéticos

En la piel

- Más tonicidad y firmeza, con un efecto remodelante.
- Un aspecto homogéneo y uniforme, ya que las células adiposas han disminuido de volumen y se reestablece la estructura de la hipodermis.
- Aparece como un efecto "lifting" por contracción de las fibras de colágeno y la regeneración del mismo, haciéndola más lisa, sana y de un aspecto más joven.

En el cuerpo

- Acción moldeante.
- Acción estilizante.
- Tonificación del tejido.
- Remodelante de la silueta.

Cuando esta energía penetra en el organismo produce un agradable aumento de la temperatura interna, produciendo los conocidos y ampliamente documentados efectos biológicos de la radiofrecuencia:

- Drenaje intracelular liberando a la célula enferma del bloqueo de los metabolitos y desechos, **desintoxicación**.
- Aporta una avalancha de sangre a la célula, junto con un incremento de **nutrientes y oxígeno**.
- Acelera la producción de nuevo **colágeno y elastina**.
- Estimulación de la actividad de los fibroblastos (tejido conectivo) y la síntesis enzimática, acelerando los procesos de **reparación del tejido**.
- Regulación del **Ph**.
- Incrementa la vascularización y el **drenaje linfático**.
- Aporta **energía inmediata** a los tejidos tratados, reactivando sus procesos metabólicos.
- Activa la acción de enzimas lipolíticas sensibles al calor que **reducen el tejido adiposo** aumentando el metabolismo de las grasas.
- **Estimulación de la circulación** periférica y mejoramiento de la venosa y linfática.
- Reabsorción de **edemas** y hematomas.
- **Cicatrización** rápida.
- Regulación de la **secreción sebácea**.
- Aumenta la permeabilidad de las membranas, mejorando la **absorción de los principios activos** aplicados durante el tratamiento.
- Liberación de endorfinas.

biología

aplicaciones

Tratamientos faciales

- Acné y rosácea.
- Arrugas y flacidez.
- Bolsas y ojeras.
- Procesos de degeneración y envejecimiento de la piel.

Tratamientos corporales

- Tonificación.
- Nutrición e hidratación.
- Cicatrices y estrías.
- Reafirmación de senos
- Celulitis (dura, blanda y edematosa).
- Drenaje.

Profesionales de diferentes áreas (masajistas, fisioterapeutas,...) encuentran en la radiofrecuencia un **amplio abanico de posibilidades**, como preparación para la competición, recuperación deportiva, rehabilitación, etc.



www.3finstrumentacion.com
clientes@3finstrumentacion.com